

WXMT MS SET - WSR 204

Artikel Nr.: T0051320899



Benefits

- Für Mikroskoparbeiten
- Extrem kurze Aufheizzeit: 5 sec.
- Speziell für Anforderungen an MIL-SPEC / IPC
- Dreifach ausgezeichnete, aktive Lötspitzen
- Die Spitze kann schnell und einfach ausgetauscht werden
- Hervorragende Wärmeübertragung
- Ausgezeichnete Reaktionszeit
- RT-Lötspitzen können schnell und einfach gewechselt werden



Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	on
Power Response Heizkörper-Technologie	---
Silver Line Heizkörper-Technologie	---
Spannung	---
Leistung	---
Spitzenfamilie	RTW MS
Versorgungseinheit	WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
WX kompatibel	on
Temperaturbereich °C	100 - 450
Temperaturbereich °F	200 - 850
Aufheizzeit	3
Sicherheitsablage	WSR 204 (T0051517499N)
Sicherheitsablage (optional)	---
Spitzenhülse	---
Integrierte Direktabsaugung	---